

*Einsatzkorb der Größe 1/1 für 1000 Liter Autoklaven*

**Bezeichnung:**

Einsatzkorb für starre Behälter ACK-K1000



**Anwendung:**

Der Einsatzkorb wird zum Beschicken mit starren Behältern (Konservenbüchsen, Konservengläser) verwendet.

**Beschreibung:**

Die Konserven werden in den Einsatzkorb geladen. Der Einsatzkorb wird im Behälterraum des Autoklavs gesetzt.

Es passt einen Einsatzkorb pro Autoklav.

Einsatzkorb der Größe 1/1 für 1000 Liter Autoklaven

**Technische Angaben:**

1. Werkstoff:
  - komplett aus rostfreiem Stahl (1.4301)
2. Ausführung:
  - Der Einsatzkorb besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und einem gelöchertem Bodenblech.
3. Maße:
  - LxBxH – ca. 950x950x1180 mm
  - Innen DxH – ca. 920x1100mm
4. Beschickungsbeispiel:

Fassungsvermögen / Вместимость на коша					
Behältnis / Консерва метална			je Korb 1/1 / на кош 1/1		
Nennmaß	Nom.		Dosen / Lage	Lagen	Dosen
ном. размер	обем		консерви / ред	редове	консерви
∅ x h mm	ml	gram	3 mm Zwischenplatte / 3 mm подложка		
73 x 58	212	200	106	18	1908
73 x 110	425	400	106	9	954
99 x 33	212	200	57	30	1710
99 x 50	314	300	57	20	1140
99 x 63	425	400	57	16	912
99 x 103	720	680	57	10	570
99 x 119	850	800	57	9	513
150 x 80	1260	1200	27	13	351